


EcoStar



Руководство для Пациентов



Содержание

Прежде, чем начать	3
Инструкции по безопасности	
Использование по назначению	∠
Побочное действие	∠
Противопоказания	∠
Проверка составных элементов	∠
Описание устройства	5
Виды устройства	
Символы на устройстве	
Установка	
Стандартная установка устройства	
Установка увлажнителя GoodKnight H ₂ O	
Установка с использованием аккумулятора или кабеля для прикуривателя	
Использование	8
Начало лечения	8
Остановка лечения	8
Функция отсоединения маски	8
Перевозка устройства	8
Функция Рампы	
Доступ к информации на устройстве	
Использование с дополнительным кислородом (по желанию)	12
Установка с помощью адаптера кислорода (по желанию)	12
Начало и остановка терапии	12
Уход и обслуживание	13
Еженедельный уход	
Ежемесячный уход	13
Исправление проблем	14
Полезные подсказки	
Сообщения устройства	
Технические характеристики	
Работа устройства	
Условия использования	
Электрические характеристики	
Транспортировка и условия хранения	
Физические характеристики	
Электрические характеристики модуля источника питания	
Соответствие Стандартам	
Утилизация устройства в конце срока использования	17
Manyunorya CE	17

Прежде, чем начать

Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство Пользователя до того, как вы начнете использовать ваше устройство, таким образом, вы будете полностью понимать ограничения в использовании этого устройства.

Инструкции по безопасности

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В Руководстве

В Руководстве Пользователя описаны возможные риски травмы или несчастного случая с вами или окружающими.

- Используйте устройство EcoStar только по прямому назначению, обозначенному в данном руководстве. Рекомендации, приведенные в данном руководстве, не заменяют инструкции, данные медицинскими работниками.
- Данное устройство не предназначено для поддержания жизненно важных функций.
- Аппарат может использоваться только с контурами, масками, принадлежностями и комплектующими, а также аксессуарами, рекомендованными или предоставленными вашим лечащим врачом. Убедитесь в том, что инструкции "Указания по применению" для каждого аксессуара находятся в упаковке, и прочитайте их внимательно.
- При использовании лицевой маски следите, чтобы она имела клапан против асфиксии.
- Если вы подозреваете, что устройство или какие-либо принадлежности неисправны или повреждены или не работают должным образом, обратитесь к вашему врачу.
- Используйте только поставляемый с аппаратом блок питания.
- Не пытайтесь открывать или видоизменять аппарат. Техническое обслуживание данного оборудования должно выполняться только квалифицированным персоналом. Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
- Если устройство подключено к основанию электрического тройника разветвителя, то не нужно использовать дополнительные провода.
- При необходимости устройство может быть отсоединено от электрической сети (вынуть шнур питания из розетки). Убедитесь, что шнур питания доступен.
- Прибор должен быть помещен на устойчивую горизонтальную поверхность, должен находиться в чистоте. Храните аппарат вдали от источника воды.
- Держите прибор вдали от детей, домашних животных, вредителей.
- При необходимости дополнительной подачи кислорода соблюдайте инструкции и правила техники безопасности при использовании кислорода.

- После того, как маска подключена, убедитесь, что устройство генерирует поток воздуха. Если это не происходит, отсоедините маску и свяжитесь с лечащим врачом.
- Будьте осторожны и не перекрывайте выходное отверстие для воздуха или любое другое отверстие устройства или дыхательной цепи ни случайно, ни намеренно. Не накрывайте устройство и не помещвйте его слишком близко к стене. Не вставляйте предметы, не заливайте жидкость в отверстие для выхода воздуха.
- Никогда не перекрывайте выпускное отверстие маски, которое позволяет непрерывно поступать воздуху и сводит к минимуму обратное вдыхание углекислого газа. Если аппарат СРАР включен и работает правильно, то свежий воздух вытесняет выдыхаемый воздух из выпускного отверстия маски. Если же аппарат не работает, не будет производиться достаточно свежего воздуха на маску, а выдыхаемый воздух может вновь вдыхаться, что может привести в течение нескольких минут к ощущению удушья.
- При низком уровне постоянного положительного давления поток воздуха через вентиляционное отверстие может оказаться недостаточным для удаления всего выдыхаемый газа из контура. Возникает риск повторного вдыхания использованного воздуха.
- В случае перепада напряжения или неправильной работы аппарата снимите маску.
- Не оставляйте неиспользуемые трубки на кровати во избежание их закручивания вокруг головы или шеи во время сна.

ВНИМАНИЕ

Здесь указаны возможности нанесения материального ущерба данному устройству или любому другому устройству.

- Устройства EcoStar не могут использоваться без врачебного назначения. Ни при каких обстоятельствах вы не должны пытаться изменить рекомендуемые параметры настройки без согласования с сомнологами.
- Аппарат представляет собой медицинское электрическое устройство, при установке соблюдайте указания по электромагнитной совместимости, данные вашими сомнологами /службой поддержки.
- Как и любое электрическое устройство, данный аппарат подвержен помехам, вырабатываемым мобильными или переносными средствами радиочастотной связи (мобильными телефонами, Wi-Fi), которые могут быть рядом, за исключением увлажнителя GoodKnight H₂O.

EcoStar Прежде, чем начать • 3

Если аппарат используется с увлажнителем с подогревом GoodKnight H_2O :

- Соблюдайте правила техники безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации увлажнителя.
- При использовании увлажняющей водяной камеры, нужно принять меры предосторожности, чтобы исключить риск попадания воды в устройство, так как это может привести к необратимому повреждению. Убедитесь, что увлажнитель воздуха расположен ниже устройства.
- Заполняйте камеру водой вдали от устройства, чтобы избежать попадания воды на устройстве.
- Поместите увлажнитель с подогревом и аппарат Ecostar на ровную, устойчивую поверхность и сохраняйте их вдали от источников огня.
- Никогда не помещайте увлажнитель на устройство, чтобы вода не попала в устройство и повредила его.
- Отсоедините увлажнитель воздуха от устройства после устройства, чтобы не подвергать устройство воздействию влаги.
- Добавление функции увлажнителя может повлиять на производительность устройства.
- Отключите устройство от увлажнителя с подогревом и слейте воду из водяной камеры перед перемещением или транспортировкой в собранном виде.

Использование по назначению

Аппарат EcoStar представляет собой устройство для терапии синдрома обструктивного апноэгипопноэ сна (СОАГС) у пациентов весом более 30 кг (66 фунтов) при помощи создания положительного давления в дыхательных путях. Они могут использоваться дома или в центре Медицины Cha.

Устройство может быть использовано с увлажнителем GoodKnight H2O, если увлажнение с подогревом рекомендовано добавить к лечению пациента. Увлажнитель предназначен для подогрева и увлажнения воздуха, подаваемого к пациенту через устройство СРАР, создающее постоянное положительное давление в дыхательных путях.

Побочное действие

Пожалуйста, обратитесь к вашему врачу, если во время использования аппарата появились следующие симптомы: необычная боль в груди, сильная головная боль, усиление одышки, сухость в носовых или дыхательных путях, чувствительность кожи, насморк или носовое кровотечение, дискомфорт или боль в ушах или синусах, вздутие живота, сонливость в дневное время, изменения настроения, дезориентация, раздражительность или потеря памяти.

Противопоказания

Исследования показали, что применение лечения положительным давлением противопоказано пациентам со следующими состояниями:

- Тяжелая буллезная эмфизема или эмфизема, ранее осложненная пневмотораксом.
- Пневмоцефалия, травмы или недавние операции, осложненными формированием черепноносоглоточной фистулы.
- Декомпенсированная сердечная недостаточность или гипотензия, в частности при сниженном объеме крови или при сердечной аритмии.
- Обезвоживание.
- Массивное носовое кровотечение или анамнез массивных носовых кровотечений.
- Острый синусит, воспаление среднего уха, перфорирование барабанной перепонки.
- Трахеотомия.

Проверка составных элементов

Устройство поставляется со следующими комплектующими:

- Источник питания
- Входной воздушный фильтр
- Футляр для переноски
- Контур пациента
- Руководство для пациентов

Устройство может использоваться со следующими дополнительными аксессуарами.

Для получения информации о дополнительных аксессуарах, обратитесь к вашему врачу/поставщику услуг. При использовании дополнительных аксессуаров следуйте предоставленным инструкциями.


■ GoodKnight H₂O

4 • Прежде, чем начать EcoStar

Описание устройства

Устройство EcoStar получает питание от внешнего электрического блока питания и поставляется со специальными аксессуарами

Виды устройства



- 1 Дисплей
- Кнопка доступа к информации
- 3 Кнопка RAMP
- 4 Кнопка включения/выключения


позволяет просматривать такую информацию, как подаваемое давление, а также настройки устройства.

это позволяет получить доступ к информации об устройстве.

позволяет отключить рампу давления (постепенное повышение давления). А также используется для уменьшения параметра в меню при установке настроек.

позволяет включить или выключить устройство. Она также используется для увеличения значения параметра при установке настроек.


Рисунок 2 Вид спереди



5 Выходной разъем

Выходное отверстие для воздуха, к которому подключается воздушный шланг.

Рисунок 3 Вид сзади



6 Разъем питания позволяет подключить питание от блока питания или от

внешнего аккумулятора.

7 Входной воздушный предохраняет устройство и воздушный поток от фильтр проникновения пыли.

Символы на устройстве

Символ	Описание	Символ	Описание
	Символ кнопки включения/выключения.		Символ кнопки RAMP.
\triangle	Символ, позволяющий увеличить значение параметра, отображаемого на экране.	∇	Символ, позволяющий уменьшить значение параметра, отображаемого на экране.
型	Символ кнопки доступа к информации.	→	Символ выходного отверстия.
IP21	Прибор защищен от проникновения твердых предметов размером более 12 мм и от вертикально падающих капель воды.	Z	Устройство утилизируется отдельно от бытовых отходов. Для дополнительной информации, обратитесь к параграфу "Утилизация устройства в конце срока использования" на странице 17.
	Устройство II Класса.	†	Устройство типа BF.
<u>⊝_</u> <u></u> <u>⊕</u>	Источник питания постоянного тока.		Постоянный электрический ток.
	Обратитесь к руководству пользователя.	Ţ	Особые предупреждения (см. "Инструкции по безопасности" на странице 3).
C € 0459	Устройство соответствует Европейским Директивам 93/42/ЕС относительно медицинских устройств.	*	Хранить в сухом месте.

6 • Описание устройства EcoStar

Установка

Стандартная установка устройства

1. Подключите один конец шлангов к разъему выходного отверстия (Пункт 5 Рисунок 2 на странице 5).



- 2. Приготовьте маску в соответствии с инструкциями, приведенными в инструкции по эксплуатации (поставляется вместе с маской).
- 3. Подсоедините маску к другому концу контура для пациента.
- 4. Подключите модуль шнура питания в разъем на задней стороне устройства (Пункт 6 Рисунок 3 на странице 6) и вставьте вилку модуля питания в розетку.
- 5. На дисплее отобразится надпись "SEFAM", а затем подключится режим ожидания. Устройство готово к работе.



Установка увлажнителя GoodKnight H₂O

Пожалуйста, изучите руководство пользователя GoodKnight H_2O на предмет подготовки увлажнителя воздуха и перейдите к его установке.

Продолжайте Шаги стандартной процедуры установки со 2 по 5.

Установка с использованием аккумулятора или кабеля для прикуривателя

Устройство EcoStar может питаться от 12вольтовой батареи, для чего нужно подключить один конец приобретаемого отдельно дополнительного кабеля к разъему питания на задней стороне устройства (пункт 6 Рисунок 3 на странице 6), а другой конец непосредственно к аккумулятору.

Устройство также может получать питание от гнезда прикуривателя при помощи дополнительного, специально разработанного для этой цели кабеля. Для этого один конец кабеля прикуривателя подключается к гнезду прикуривателя, а другой к разъему питания сзади на устройстве (пункт 6 Рисунок 3 страницы 6).

ВНИМАНИЕ

- Не используйте никакой другой сетевой кабель аккумулятора, кроме входящего в комплект поставки. Иначе возникнет риск повреждения и устройства, и батареи.
- Используйте только 12-вольтовый источник питания постоянного тока и соблюдайте полярность подключения (+ и -).

EcoStar Установка • 7

Использование

Начало лечения

1. Подсоедините маску в соответствии с инструкциями, приведенными в инструкции по эксплуатации. Если используется маска с выводом газа, то она оснащена отверстием, которое выводит выдыхаемый газ и не позволяет вдыхать газ повторно.

При использовании маски без отверстия для вывода газа, Ваш врач должен предоставить Вам приспособление для удаления воздуха, которое устанавливается как можно ближе к носу.

2. Нажмите кнопку Включение / Выключение

для начала лечения. Предписанное давление или фактическое давление отображается на экране, в соответствии с настройками, которые вы установили.



Указывает, что устройство работает.

- 3. Если вы используете увлажнитель с подогревом, включите его в соответствии с инструкциями, которые прилагаются.
- 4. Символы, которые могут быть изображены на экране, суммированы в таблице под названием "Описание символов, изображенных на экране" на странице 10.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если питание отключается, то после восстановления питания устройство возобновит работу в том же режиме, который был перед отключением.

Остановка лечения

- 1. Если вы используете увлажнитель с подогревом, выключите его в соответствии с инструкциями, которые прилагаются. Всегда отсоединяйте увлажнитель перед выключением устройства.
- 2. Снимите маску.

Функция отсоединения маски

питания от розетки.

Если вы отсоединяете маску, устройство автоматически переключается в режим малой мощности. Машина восстановит нормальную мощность, когда вы подключите маску или остановится, если вы нажмете на кнопку Включение /

Выключение 🔘

Эта функция может использоваться в ночное время, если вам нужно выйти из спальни.

Перевозка устройства

Отключите блок питания и отсоедините все аксессуары. Поместите модуль питания, дополнительные аксессуары и устройство в футляр для переноски.

ВНИМАНИЕ

Отсоедините аппарат от увлажнителя с подогревом GoodKnight H_2O и опорожните водяную камеру до перемещения или транспортировки для избежания попадания воды на аппарат и возникновения необратимых повреждений аппарата.

8 • Использование EcoStar

Функция Рампы

Если эта функция активирована вашим врачом/провайдером услуг, то она позволяет постепенного повышать давление, чтобы помочь вам заснуть: т.о. лечение начинается при низком давлении, которое называется комфортным, а затем давление повышается до терапевтического давления.

Время нарастания давления назначается вашей медицинской командой и устанавливается поставщиком услуг.

1. Нажмите кнопку Включение / Выключение Для активации функции рампы (постепенного повышения давления). Индикатор рампы появится на экране.

Заметки:

Если время увеличения давления установлено на 0, то функция рампа отключена.

2. Нажмите кнопку рампы Для выключения функции рампы. Вы можете вновь активировать функцию, отключив и вновь включив аппарат, нажав дважды кнопку включения/выключения.

Величина комфортного давления может быть изменена. Для инструкций обратитесь к параграфу "Установки устройства" на странице 10.

Доступ к информации на устройстве

Три кнопки на передней панели устройства позволяют получить доступ к информации устройства и используются для изменения значение некоторых параметров некоторых установок.





уменьшает значени отображаемого параметра

Доступные параметры на дисплее, когда аппарат находится в режиме ожидания или работает:

- параметры устройства, относящиеся к вашему лечению
- данные приверженности терапии, которые записываются.

Каждый экран меню настроек пациента включает в себя:

- верхнюю секцию, указывающую значение отображенного параметра
- секция имеет нижняя различные символы. указывающие, включен аппарат или выключен, а также характер отображенного параметра (смотрите таблицу под названием "Описание символов, изображенных на экране" на странице 10).

EcoStar Использование ● 9

Описание символов, изображенных на экране

Символ	Описание	Символ	Описание
ċ	Режим ожидания	•	Рабочий режим
4	Функция Рампы	Р	Символ давления
\$	Символ времени	ţ	Символ приверженности терапии
A	Регулируемый параметр	Id *.*	Версия ПО (програмного обеспечения)
In	Информационное сообщение	Er	Сообщение об ошибке

Установки устройства

Дисплей позволяет просматривать информацию по настройкам аппарата. Информация доступна, когда устройство находится в рабочем режиме или в режиме ожидания.

Для доступа к установкам устройства:

На экране возникнет

на одну секунду нажмите кнопку одоступа к информации.



- символ, который 🖭 указывает, находиться ли устройство в рабочем режиме или в режиме ожидания.
- символ 🔻 указывает на то, что отображенный параметр может быть изменен. увеличения значения параметра, нажмите кнопку включения / выключения уменьшите значение параметра с помощью

кнопки рампы (



Для доступа к следующим данным:

нажмите кнопку доступа к информации



Для выхода из меню установок устройства

снова нажмите кнопку доступа к информации



На дисплее появится надпись "ЕСО" (в режиме ожидания) или предписанное давление (в рабочем режиме).

Заметки:

- Выход из установочного меню параметра происходит автоматически, если не нажимать на кнопки в течение 30 секунд.
- В доступе к информации приведенном ниже, устройство продемонстрировано в рабочем режиме, а все отображаемые значения приведены в качестве примера.

10 • Использование EcoStar



EcoStar Использование • 11

Использование с дополнительным кислородом (по желанию)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- При использовании кислорода, всегда следуйте инструкциям, полученным от вашего доктора. Источник кислорода должен быть расположен более чем в метре от устройства.
- Не курите.
- Кислород не вводят в воздухозаборник устройства.
- Тщательно следуйте инструкциям параграфа "Начало и остановка терапии".
- Если вы используете кислородный концентратор или блок с жидким кислородом, то перекрывайте поток кислорода, когда устройство не работает. Если концентратор кислорода остается включенным, а устройство выключено, то кислород может продолжать поступать в контур пациента и устройство, создавая опасность возгорания.
- Максимальный расход используемого кислорода не должен превышать 12 л/мин.

ВНИМАНИЕ

Для данного потока кислорода, концентрация вдыхаемого кислорода изменяется в зависимости от настроек давления, вашего дыхания, вида используемой маски и уровня утечки. Эта мера предосторожности должна применяться относительно большинства устройств СРАР.

Установка с помощью адаптера кислорода (по желанию)

При использовании дополнительного источника кислорода, вы должны использовать клапан, предназначенный для предотвращения накопления кислорода в устройстве.

Этот клапан устанавливается между устройством и контуром пациента.

Обратитесь к инструкции изготовителя по монтажу, чистке и техническому обслуживанию клапана.

Начало и остановка терапии

- 1. Крайне важно, чтобы устройство включалось и генерировало поток воздуха до того, как начнет поступать кислород. Таким образом, кислород не будет скапливаться в устройстве EcoStar.
- 2. Кроме того, вы должны остановить поток кислорода перед выключением устройства, так чтобы кислород не накапливался в устройстве.

Уход и обслуживание

Пожалуйста, обратитесь к инструкциям для вашей маски, увлажнителя с подогревом и дыхательному контуру для получения дополнительной информации об уходе и обслуживании этих принадлежностей.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Всегда отключайте устройство от источника питания и всегда отсоединяйте дыхательный контур от устройства перед их чисткой.

ВНИМАНИЕ

Используйте соответствующие материалы для очистки: не используйте агрессивные моющие средства, абразивные губки или щетки с жесткой щетиной.

• Не допускайте попадания воды в устройство.

Еженедельный уход

Входной воздушный фильтр

- Удалите фильтр, расположенный сзади на устройстве.
- Промойте фильтр теплой водой с неактивным моющим средством (например, используя одну каплю жидкости для мытья посуды для фильтра)
- Тщательно промойте для удаления следов моющего средства.
- Просушите фильтр:
 - о Просушите сухой чистой впитывающей тканью
 - Дайте полностью высохнуть вдали от солнечного света
- Затем вновь установите фильтр сзади на устройстве. Не используйте не просушенный до конца фильтр.

Ежемесячный уход

Устройство

- Регулярно очищайте наружную поверхность, используя влажную ткань или бумажное полотенце с небольшим количеством воды и одной каплей неактивного моющего средства.
- Устраните все следы моющего средства, повторяя эту операцию с чистой, слегка увлажненной водой тканью или бумажным полотенцем.
- Протрите весь прибор, используя сухую ткань или бумажное полотенце.

Входной воздушный фильтр

Замените поврежденный или загрязненный фильтр.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не используйте распыляемые моющие средства (аэрозоли). Т.к. химические повреждающие вещества могут проникнуть в отверстие для входа/выхода воздуха, фильтр, внутрь устройства и вызвать раздражение дыхательных путей.
- Никогда не используйте устройство, не убедившись в том, что установлен воздушный фильтр на входе.

Исправление проблем

Полезные подсказки

Проблема	Возможная причина	Предложенное решение
Мерзнет нос.	Комнатная температура слишком низкая.	Повысить температуру в комнате.
	Подаваемый воздух холодный.	Прикрыть контур пациента и разместить ближе к телу пациента, чтобы уменьшить потери тепла.
Насморк.	Реакция на воздушный поток и уровень давления.	Свяжитесь с вашим врачом.
Сухость или раздражение	Чересчур сухой воздух.	Увлажняйте воздух в помещении с помощью увлажнителя.
носа/горла.		Обратитесь к врачу для получения увлажнителя с подогревом.
Боль в носу, ушах, пазухах.	Синусит, ринит.	Немедленно обратитесь к врачу.
Устройство доставляет слишком горячий воздух.	Могут быть загрязнены воздушные фильтры. Засорен воздухозаборник.	Почистите или замените фильтры по мере необходимости (см. главу "Уход и обслуживание" на странице 13). Удалите устройство от постели, постельного белья.
	Слишком высока температура в помещении.	Уменьшите температуру в помещении. Убедитесь, что устройство расположено вдали от источника тепла. Ничем не прикрывайте контур пациента.
Дискомфорт с ощущением чересчур высокого подаваемого давления.	Давление устройства.	Привыкание занимает некоторое время. Используйте и рампу давления (постепенное повышение давления), когда ложитесь спать (см. "Функция Рампы" на странице 8). Уровень давления будет постепенно увеличиваться до достижения заданного значения и это отображается индикатором рампы (постепенного повышения давления). Расслабьтесь и медленно дышите через нос. Предписанный врачом уровень давления может быть изменен только по предписанию врача. Если вы чувствуете, что изменилось давление, подаваемое устройством, обратитесь к вашему врачу для верификации.
Устройство неправильно отображает давление.	Рампа включена.	Убедитесь, что индикатор рампы отображается. Отключить функцию рампы нажатием на кнопку рампы.

14 • Исправление проблем

EcoStar

Проблема	Возможная причина	Предложенное решение
Устройство не включается (дисплей не	Блок питания не подключен должным образом.	Проверьте соединения устройства, шнура питания и источника питания.
загорается).	Нет энергии.	Подключите другое устройство (например, лампу, радио) к розетке, чтобы подтвердить, что есть энергия.
	Неисправен внутренний предохранитель устройства.	Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
Устройство, по- видимому, испытывает помехи и не работает должным образом.	Чрезмерные электромагнитные помехи.	Удалите устройство от источников помех, таких как галогенные лампы, беспроводные телефоны и т.д.

ВНИМАНИЕ

Если ошибка повторяется, обратитесь к врачу.

Сообщения устройства

Отображаемое сообщение	Описание	Предложенное решение
In 01	Маска отсоединилась.	Проверьте соединения маски, контура пациента и устройства. Это сообщение исчезает, как только маска будет подсоединена правильно.
In 02	Устройство более 10 секунд фиксирует избыточное давление.	Свяжитесь с вашим лечащим врачом.
In 03	Снижение напряжения источника питания.	Проверьте соединения устройства, модуля источника питания и розетки. Отключите блок питания, а затем подключите его к электрической розетке. Если проблема сохраняется, обратитесь к врачу. Проверьте аккумулятор и при необходимости замените его. Если сообщение сохраняется, обратитесь к врачу.
Er XX (XX = 2 цифры).	Устройство обнаружило операционную ошибку.	Свяжитесь с вашим лечащим врачом.

Технические характеристики

Работа устройства

Диапазон давления устройства:	от 4 cm H_2O до 20 cm $H_2O \pm 1$ cm H_2O с установкой устройства с шагом $0,5$ cm H_2O
Максимальное давление в порте для пациента при неисправности:	30 cmH ₂ 0
Время Рампы:	от 0 до 30 минут ± 1 минута с установкой устройства с шагом в 5 минут
Диафрагма подключения к контуру пациента	Конический переходник диаметром 22 мм.
Уровень шума создаваемого давления измеряется в соответствии с NF EN ISO 17510-1: 2002:	27 дБ (А)
Уровень шума создаваемого давления измеряется в соответствии с NF EN ISO 17510-1: 2009:	29 дБ (А)
Ожидаемый срок службы устройства:	5 лет (8 часов в сутки)

Условия использования

Электрические характеристики

Диапазон абсолютного давления:	от 700 гПа до 1060 гПа	Максимальное потребление энергии:	20 Вт
T-11	от +5°C до +40°C	Входное напряжение:	13 B
Температура:	от +5° С до + 35 °С с увлажнителем GKH ₂		
Относительная влажность:	между 10% и 95% без конденсации	Ток, потребляемый при 20 cm H_2 0 c 4 мм утечки:	0,750 A.
Диапазон высоты над уровнем моря:	Приблизительно 0 – 2 400 м	Will y To Tivi.	

Транспортировка и условия хранения

Физические характеристики

Относительный диапазон давления:	от 500 гПа до 1060 гПа	Размеры (Д x Ш x B):	202 x 145 x 79 мм приблизительно, за исключением модуля питания
Температура:	от -20°C до +60°C	Bec:	0,644 кг
Относительная влажность:	до 95% без конденсации		приблизительно, за исключением модуля питания

Электрические характеристики модуля источника питания

Источник питания II класса.

Входное напряжение: 100 - 240 В переменного тока (-15%, + 10%), при 50 или 60 Гц (±1 Hz)

Модуль источника питания	Ток на входе	Напряжение на выходе
NEWTIM SNT-M1601 (Вилка EU)	1 000 mA	13 V / 1.80 A
DELTA MEF-023A13C (Вилка EU)	600 - 800 mA	13 V / 1.80 A
POWERWIN PW-M024A-1Y120K (вилка кроме EU)	600 mA	12 V / 2 A

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Используйте только один из указанных выше, поставляемых с аппаратом источников питания.
- Вышеперечисленные модули питания не предназначены для ремонта. Если они перестают работать, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику услуг для замены.

Соответствие Стандартам

Риски, связанные с этим медицинского оборудования, были оценены в соответствии со стандартами ISO 14971: в частности, стандарт 2007 со ссылкой на глобальный остаточный риск. Устройство EcoStar соответствует следующим стандартам.

- IEC 60601-1:2005 + Amd1:2012: Медицинская электрическая аппаратура. Часть 1: Общие требования к безопасности и производительности.
- IEC 60601-1-2:2014: Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
- ISO 80601-2-70-1:2015: Медицинская электрическая аппаратура. Часть 2-70: Частные требования к базовой безопасности и ессентиал выступлениедля Устройства Дыхательной Терапии Апноэ Сна.
- NF EN ISO 5356-1:2005 : Анестезиологическое и респираторное оборудование. Конические переходники.
- Директива Совета 93/42/ЕС в отношении медицинского оборудования.
- Директива 2011/65/ЕС Европейского Парламента и Совета по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).
- Директива 2012/19/ЕС Европейского Парламента и Совета по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Утилизация устройства в конце срока использования

В соответствии с Европейской Директивой 2012/19 / ЕС, это устройство является электрическим и электронным оборудованием, должно быть собрано и утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера (см. пункт "Символы на устройстве" на странице 6) указывает на то, что данное оборудование должно быть собрано и утилизировано соответствующим способом.

Неправильная утилизация устройства может нанести вред окружающей среде.

Свяжитесь с вашим лечащим врачом.

Маркировка СЕ

EcoStar: 2013.

Контактная информация вашего лечащего врача







Изготовитель:	Завод-изготовитель:
SEFAM	SEFAM
144 AV CHARLES DE GAULLE	10 ALLEE PELLETIER DOISY
92200 NEUILLY SUR SEINE	54600 VILLERS-LES-NANCY
FRANCE	FRANCE