

Gama EcoStar

La combinación perfecta para pacientes y proveedores que buscan resultados y simplicidad en terapia CPAP.

TRATAMIENTO



- ▷ Diseño pequeño, compacto y muy ligero de peso
- ▷ Suministro eléctrico universal
- ▷ Compatible con el GoodKnight® H2O (humidificador térmico)
- ▷ Fácil de llevar
- ▷ Confort máximo y casi en cualquier lugar del mundo sin adaptación específica

EcoStar, EcoStar Info & EcoStar Auto son los sucesores de las mundialmente famosas GoodKnight® 420 G, S & E. Estos dispositivos se adaptan fácilmente a la rutina diaria del usuario y garantizan resultados, confort y facilidad de uso.


Gama EcoStar

Diseñados para mejorar el cumplimiento de pacientes con apneas obstructivas del sueño (AOS), la gama de productos **EcoStar** ofrece la presión correcta y unos resultados fiables día tras día.

La gama de productos **EcoStar** utiliza componentes de alta calidad con un bajo índice de fallo, haciendo que estos dispositivos sean extremadamente fiables y los mejores «caballos de batalla» entre los dispositivos CPAP de bajo coste.

EcoStar (CPAP) ofrece simplicidad sin comprometer los resultados y ofreciendo una estabilidad de presión sin comparación, tiempo de rampa, compensación automática de fugas, y ajuste automático de presión, barométrica y de altitud.

Con su configuración básica **EcoStar (CPAP)** es un dispositivo PAP muy económico y eficiente.



EcoStar

EcoStar Info

EcoStar Auto



EcoStar Info (CPAP) & **EcoStar Auto** (Auto-CPAP) están equipados con tecnología y algoritmos de última generación para optimizar el confort del usuario y su cumplimiento: modo confort, compensación de resistencia para cualquier tipo de mascarilla y tubo, rampa inteligente, arranque sin manos (Auto encendido) y Auto-apagado.

El algoritmo de **EcoStar Info** & **EcoStar Auto** detecta las limitaciones del flujo inspiratorio, ronquidos y apneas e hipopneas residuales. Puede diferenciar entre eventos obstructivos y centrales y permite que el dispositivo suministre la presión óptima en cada instante.

EcoStar Info & **EcoStar Auto** guardan los datos de eficacia sobre fugas y uso durante un año en la memoria del dispositivo, junto con el flujo real del paciente durante más de 16 horas de uso. Estos datos son transferidos al software DreamStar Analyze y son presentados en forma de informes y gráficas para una evaluación simple y completa de la eficacia del tratamiento.

EcoStar Info & **EcoStar Auto** funcionan con oximetría OxyLink y se conectan a nuestra plataforma de tele-seguimiento SEFAM Connect.



Para más información, por favor contacte:

www.sefam-medical.com



Servicio al consumidor

Tif. +33 (0)3 83 44 77 40
Fax +33 (0)3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com



Fabricante: SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCIA
Fábrica: SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANCIA

CE 0459

BR0197-01/06-2018

Sefam